

## EPIDURALANÄSTHESIE-SET

Das Set besteht aus:

- ✓ 1 Packschale
- ✓ 1 Katheter 1,05 x 900 mm mit geschlossener Spitze, 3 seitliche Augen mit Einführhilfe
- ✓ 1 Touhy-Kanüle 17 G (1,5 x 80 mm), rot
- ✓ 1 Touhy-Borst Adapter
- ✓ 1 Flachfilter 0,2 µm
- ✓ 1 Spritze 10 ml mit Luer-Lock Ansatz
- ✓ 1 Kanüle 0,9 x 40 mm als Aufziehkanüle
- ✓ 1 Kanüle 0,7 x 30 mm zur Lokalanästhesie
- ✓ 5 Mullkompressen 10 x 10 cm, 8-fach
- ✓ 1 Lochtuch 75 x 90 x ø 10 cm, grün, Loch zentral selbstklebend, 3-lagig
- ✓ verpackt in:
  - 1 Unterlage 60 x 60 cm, 2-lagig, grün,
  - 1 Tiefziehpackung

	Artikelnummer
Verkaufseinheit 25 Stück	03M10220

Sonderanfertigung nach  
Kundenwunsch möglich.



## EPIDURAL-SET



Epiduralkatheter



Kanüle mit Touhy-Schliff



Flachfilter

## EPIDURALANÄSTHESIE-SET

Das Set besteht aus:

- ✓ 1 Packschale, 2-geteilt, PET
- ✓ 1 Touhy-Kanüle 16 G (1,7 x 80 mm), weiß
- ✓ Epiduralkatheter 19 G x 900 mm, distal geschlossen, 3 Seitenlöcher
- ✓ 1 Touhy-Borst Adapter
- ✓ 1 Flachfilter 0,2 µm
- ✓ 1 Spritze 2 ml, LS 2-teilig
- ✓ 1 Spritze 5 ml, LS 2-teilig
- ✓ 1 Spritze 10 ml, LS 3-teilig
- ✓ 1 Kanüle 0,6 x 30 mm
- ✓ 1 Straußkanüle 1,0 x 40 mm
- ✓ 20 Mullkompressen 10 x 10 cm, 8-fach
- ✓ 1 Abdecktuch 90 x 75 cm, 3-lagig mit Klebestreifen 75 x 3 cm
- ✓ verpackt in:
  - 1 Unterlage 60 x 60, 2-lagig, grün,
  - 1 Tiefziehpackung

Verkaufseinheit 25 Stück

Artikelnummer

03M10248

Sonderanfertigung nach Kundenwunsch möglich.



## EPIDURAL-SET



Epiduralkatheter



Kanüle mit Touhy-Schliff



Flachfilter

**SPINALKANÜLEN-SET  
QUINCKE**

Das Set besteht aus:

- ✓ Spinalkanüle nach Quincke  
in 3 verschiedenen  
Abmessungen erhältlich  
(orange, grau oder rot)
- ✓ Führungskanüle

Verkaufseinheit	
20	1000 Stück

Artikelnummer	
orange	03SPN2591
grau	03SPN2791
rot	03SPN2991

G

**SPINALKANÜLE  
QUINCKE-SCHLIFF**Punktionsnadel nach Quincke  
zur Spinalanästhesie

- ✓ mit Edelstahl-Mandrin
- ✓ extrem glatte  
Kanülenoberfläche
- ✓ transparentes Griffstück  
erlaubt sofortige Kontrolle  
und vermeidet Liquorver-  
lust
- ✓ Mandrin farbcodiert
- ✓ Luer-Lock Ansatz

Abmessungen	
Länge	70, 90 mm 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> , 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> inch
Durchmesser	18–29 G
Verkaufseinheit	20 1000 Stück

Artikelnummer	
rot	03SPN2990
grau	03SPN2790
orange	03SPN2590
blau	03SPN2390
schwarz	03SPN2290
schwarz	03SPN2270
grün	03SPN2190
gelb	03SPN2090
gelb	03SPN2070
elfenbein	03SPN1990
elfenbein	03SPN1970
rosa	03SPN1890

G mm

**FÜHRUNGSKANÜLE**Führungskanüle für Spinalkanüle  
25 G und 27 G.

Abmessungen Führungskanüle	
Länge	38 mm 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> inch
Durchmesser	20 G
Verkaufseinheit	20 1000 Stück

Artikelnummer	
	03SINTR2038

G mm

**SPINALKANÜLEN**

Spinalkanüle «Quincke»

**SPINALKANÜLEN-SET  
PENCIL-POINT**

Das Set besteht aus:

- ✓ Spinalkanüle mit Pencil-Point Spitze in 3 verschiedenen Abmessungen erhältlich (orange, grau oder rot)
- ✓ Führungskanüle 20 G

Verkaufseinheit	20 1000 Stück
-----------------	---------------

Artikelnummer	
orange	03SPP2591
grau	03SPP2791
rot	03SPP2991

G

**SPINALKANÜLE  
WHITACRE-SCHLIFF**

Punktionsnadel mit Pencil-Point Spitze zur atraumatischen Spinalanästhesie

- ✓ mit Edelstahl-Mandrin
- ✓ extrem glatte Kanülenoberfläche
- ✓ transparentes Griffstück
- ✓ Mandrin farbcodiert
- ✓ Luer-Lock Ansatz
- ✓ auch zur Fruchtwasseruntersuchung geeignet

Abmessungen	
Länge	90 mm 3 1/2 inch
Durchmesser	20, 22, 25 G
Verkaufseinheit	20 1000 Stück

Artikelnummer	
gelb	03SPP2090
schwarz	03SPP2290
orange	03SPP2590

G mm

**FÜHRUNGSKANÜLE**

Führungskanüle für Spinalkanüle 25 G und 27 G.

Abmessungen Führungskanüle	
Länge	38 mm 1 1/2 inch
Durchmesser	20 G
Verkaufseinheit	20 1000 Stück

Artikelnummer	
	03SINTR2038

G mm

**SPINALKANÜLEN**

Spinalkanüle «Pencil-Point»

**EPICARE MINI EPIDURAL SET**

bestehend aus:

- ✓ Epiduralkanüle 18 G mit Touhy-Schliff
- ✓ Touhy-Borst Adapter
- ✓ Epiduralflachfilter 0,2 µm
- ✓ Katheter 1,05 x 900 mm mit geschlossener Spitze, 3 seitliche Augen mit Einführhilfe

		Artikelnummer
Verkaufseinheit	10 Stück	035211

**EPIDURALKANÜLE**

- ✓ Längenmarkierung in cm
- ✓ abnehmbare Griffplatte
- ✓ mit Touhy-Schliff

		Artikelnummer	
Länge	80 mm	18 G	03RR260088
	3 1/4"	17 G	03RR260087
Verkaufseinheit	20 Stück		

**CAREFLUID  
EPIDURALFLACHFILTER**

- ✓ transparentes Gehäuse
- ✓ Füllvolumen < 0,85 ml
- ✓ drehbare Luer-Lock Überwurfmutter
- ✓ Filtermembran 0,2 µm

		Artikelnummer
Filtermembran	0,2 µm	035201
Füllvolumen	< 0,85 ml	
Verkaufseinheit	50 Stück	

**ANÄSTHESIE-ZUBEHÖR**

Epiduralkanüle



Epiduralflachfilter CareFluid

**EPICARE EPIDURALKATHETER**

- ✓ Längengraduierung in cm
- ✓ PVC-frei
- ✓ geschlossene Spitze, 3 seitliche Augen

Abmessungen	
Länge	900 mm
Durchmesser	16, 18 G
Verkaufseinheit	10 Stück

Artikelnummer
03RR260016
03RR260018

G

**SICHERHEITSKUPPLUNG FÜR EPIDURALKATHETER**

- ✓ Touhy-Borst Adapter
- ✓ Luer-Lock Ansatz

Verkaufseinheit	25 Stück
-----------------	----------

Artikelnummer
03RR260051

**CARE-INJEKT**

Spritze für die «Loss-of-Resistance»

Methode

- ✓ Luer-Lock Ansatz
- ✓ Kolben mit Doppel-Lippe
- ✓ Latex-frei

Abmessungen	
Volumen	10 ml
Verkaufseinheit	25 Stück

Artikelnummer
03M23045S

**ANÄSTHESIE-ZUBEHÖR**

Epiduralkatheter



Sicherheitskupplung



Care-Injekt